

¡Juntos Celebramos!

20 Años

Nuestro mejor reactivo "Servicio"



CATÁLOGO

REACTIVOS, EQUIPOS Y MATERIAL PARA
DIAGNÓSTICO CLÍNICO



CONTACTO



Cotizaciones y pedidos

- ☎ 55 2625 7055
- 📞 55 1867 7815 (CDMX y A.M.)
- 📞 55 1080 8640 (Hidalgo)
- 📞 33 1080 7818 (Jalisco)
- ✉ pedidos@azuldiagnostic.com
- www.azuldiagnostic.com

Asesoría técnica e Ingeniería

- ✉ asesoriatecnica@azuldiagnostic.com
- ✉ ingenieria@azuldiagnostic.com

Aseguramiento y Calidad

- ☎ 55 2625 7055 ext. 201
- ✉ aseguramientoycalidad@azuldiagnostic.com

Crédito y cobranza

- ☎ 55 2625 7055 ext. 207
- 📞 55 6672 8692
- ✉ creditoycobranza@azuldiagnostic.com

Compras

- ☎ 55 2625 7055 ext. 206
- 📞 56 2699 2882
- ✉ compras@azuldiagnostic.com

Finanzas

- ☎ 55 2625 7055 ext. 227
- ✉ finanzas@azuldiagnostic.com

Redes sociales

- 📘 Azul Diagnostic SA de CV
- 📷 @azuldiagnostic
- 📺 Azul Diagnostic



FORMAS DE PAGO

- Transferencia electrónica
- Depósito bancario
- Pago con tarjeta de crédito

BBVA Cta. 0191 7331 33



Clabe

0121 8000 1917 3313 39

Azul Diagnostic S.A. de C.V.

Referencia: No. De factura,
pedido o cotización.



POLÍTICA DE CALIDAD



En Azul Diagnostic somos una empresa dedicada a la comercialización de reactivos, equipos y material para diagnóstico clínico, distinguidos por el espíritu de servicio, cortesía y amabilidad. Estamos comprometidos con brindar un servicio de calidad y establecer vínculos de confianza, así como cumplir con los requisitos de nuestros clientes, proveedores, autoridades y colaboradores, implementando y manteniendo un Sistema de Gestión de Calidad que permita crear un círculo virtuoso de mejora continua.

LÍNEAS



- Equipos y Analizadores
- Química Clínica
- Turbidimetría
- Uroanálisis
- Coagulación
- Hematología
- Inmunología
- Control de Calidad
- Serología
- Inmunohematología
- Medios de Cultivo
- Micropipetas
- Pruebas Rápidas
- Consumibles



Contamos con
Certificación ISO
9001-2015



SERVICIOS

- Asesoría Técnica e Ingeniería (vía remota y en sitio)
 - Capacitaciones
 - Adecuaciones de reactivo en su equipo
 - Demostraciones de producto
 - Equipos en renta o comodato
-
- La **entrega de los analizadores** está sujeta a existencias y disponibilidad.
 - Para **solicitar Crédito** debe llenar la solicitud correspondiente, anexando los documentos solicitados. Aplican restricciones.
 - **Las características técnicas y/o presentación de los productos pueden cambiar sin previo aviso.**



PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENTACIÓN	MÉTODO/FILTRO	TIPO/TIEMPO DE REACCIÓN 37°
ÁCIDO ÚRICO Incluye Estándar	41000	2x50 mL	Uricasa-POD λ: 490-550 nm	Punto final/5 min.
	41001	2x250 mL		
	41002	2x100 mL		
	1001010	10x20 mL		
	1001011	10x50 mL		
	1001012	4x125 mL		
CREATININA Incluye Estándar	1001111	2x150 mL	Jaffé λ: 490-510 nm	2 Puntos/30 y 90 seg.
	1001113	4x250 mL		
CREATININA TRINDER Incluye Estándar	1001115	R1: 1x30 mL + R2: 1x10 mL	Trinder-Enzimático λ: 525-625 nm	2 Puntos/3 seg. y 5 min.
GLUCOSA Incluye Estándar	41010	2x50 mL	GOD-POD λ: 490-550 nm	Punto final/10 min.
	41011	2x250 mL		
	41012	2x100 mL		
	41013	1x1000 mL		
	1001190	4x125 mL		
	1001191	4x250 mL		
GLUCOSA HK Incluye Estándar	1001200	10x20 mL	Hexokinasa λ: 340 nm	Punto final/5 min.
UREA BERTHELOT Incluye Estándar	1001329	R1: 5x50 mL + R2: 5x50 mL	Berthelot λ: 580 nm	Punto final/5 min.
	1001331	R1: 2x150 mL + R2: 2x150 mL		
UREA UV Incluye Estándar	41040	R1: 40 mL + R2: 10 mL	Ureasa GLDH λ: 340 nm	2 Puntos/30 y 90 seg.
	41041	R1: 240 mL + R2: 60 mL		
	41042	R1: 100 mL + R2: 25mL		
	41043	R1: 480 mL + R2 120mL		
	1001332	10x20 mL		
	1001333	10x50 mL		
UREA 37 Incluye Estándar (Método Manual)	1001323	2x50 mL	Orto-ftalaldehído λ: 500-550 nm	Punto final/15 min. 2 Puntos / 60 y 120 seg.
	1001325	2x250 mL		
	1001326	2x100 mL		
BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA No incluye Estándar	1001044	2x150 mL	DMSO λ: 530-580 nm	Punto final/5 min.
BILIRRUBINA TOTAL No incluye Estándar	1001046	R1: 240 + R2: 60 mL	DPD λ: 546 nm	2 Puntos/ 3 seg. y 5 min.
BILIRRUBINA DIRECTA No Incluye Estándar	1001047	R1: 240 + R2: 60 mL		
ALBÚMINA Incluye Estándar	1001020	2x250 mL	Verde de Bromocresol λ: 600-650	Punto final/5 min.
PROTEÍNAS TOTALES Incluye Estándar	1001291	2x250 mL	Biuret λ: 530-550 nm	
PROTEÍNAS TOTALES EN ORINA Y L.C.R. Incluye Estándar	1001025	2x150 mL	Rojo de Pirogalol λ: 598 nm	
HEMOGLOBINA Incluye Estándar	1001230	R: 4x5, CAL: 1x1 mL	Drabkin/Filtro: 540 nm	Punto final/3 min.

REACTIVOS LÍQUIDOS

REACTIVOS LIOFILIZADOS



UREA UV
1001332



ÁCIDO ÚRICO
41000



PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENTACIÓN	MÉTODO/FILTRO	TIPO/TIEMPO DE REACCIÓN 37°
COLESTEROL Incluye Estándar	41019	1x1000 mL	CHOD-POD λ: 500-550 nm	Punto final/5 min
	41020	2x50 mL		
	41021	2x250 mL		
	41022	2x100 mL		
	1001090	10x50 mL		
	1001091	10x20 mL		
	1001092	4x125 mL		
	1001093	4x250 mL		
TRIGLICÉRIDOS Incluye Estándar	41030	1x50 mL	GPO-POD λ: 490-550 nm	
	41031	2x150 mL		
	41032	1x100 mL		
	41033	1x500 mL		
	41034	1x1000 mL		
	1001310	5x10 mL		
	1001311	10x20 mL		
	1001312	10x50 mL		
	1001313	4x125 mL		
HDL - COLESTEROL PRECIPITANTE No Incluye Estándar	1001095	4x5 mL	Precipitación con ácido fosfotúngstico	Precipitación 10 min + 20 min centrifugado
HDL - COLESTEROL DIRECTO Incluye Estándar	1001096	1x60 mL x 1x20 mL	Enzimático-colorimétrico directo λ: 550-650 nm	2 Puntos/ 3 - 300 seg.
	1001097	1x60 mL x 1x10 mL		
LDL - COLESTEROL Incluye Estándar	41023	R1: 30 mL + R2: 10 mL	Enzimático-colorimétrico directo λ: 590-700 nm	Punto final/5 min.
LÍPIDOS TOTALES Incluye Estándar	1001270	2x150 mL	Sulfo-Fosfovainillina λ: 490-550 nm	Punto final/15 min.
FOSFOLÍPIDOS Incluye Estándar	1001140	5x10 mL	CHO-POD λ: 490-550 nm	Punto final/5 min.

REACTIVOS LÍQUIDOS

REACTIVOS LIOFILIZADOS



PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENTACIÓN	MÉTODO/FILTRO	TIPO/TIEMPO DE REACCIÓN 37°
CALCIO Incluye Estándar	1001060	2x150 mL	Orto-Cresoltaleína λ: 550-590 nm	Punto final/5 min.
	1001065	3x50 mL	Arsenazo III λ: 650 nm	Punto final/2 min.
FÓSFORO Incluye Estándar	1001155	2x150 mL	Fosfomolibdato UV λ: 340 nm	Punto final/5 min.
HIERRO Incluye Estándar	1001247	4x50 mL	FerroZine λ: 530-590 nm	
MAGNESIO XILIDIL Incluye Estándar	1001285	2x150 mL	Azul de Xilidil λ: 546 nm	Punto final/3 min
	1001286	2x50 mL		
TIBC / CFTH No Incluye Estándar	1001241	100 Saturaciones	Saturación- Precipitación	Saturar 10 min + Precipitar 10 min + 15 min centrifugado
CLORO No Incluye Estándar	1001360	2x150 mL	Tiocianato-Hg λ: 490-500 nm	Punto final/5 min.
SODIO No Incluye Estándar	1001387	R1: 1x60 + R2: 1x30 mL	o-Nitrofenil-D-Glucósido λ: 405 nm	2 Puntos/120-240 seg.
POTASIO No Incluye Estándar	1001397	R1: 1x60 + R2: 1x15 mL	Piruvato Quinasa λ: 380-405 nm	2 Puntos/60-240 seg.



PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENTACIÓN	MÉTODO/FILTRO	MUESTRA
AMILASA No Incluye Estándar	41201	20x2 mL	CNP3 λ: 405 nm	Cinética/30 –210 seg.
	41202	2x60 mL		
CK - NAC 41250 Incluye Control	41250	R1: 60 mL + R2: 15 mL	Cinético UV IFCC / DGKC λ: 340 nm	Cinética/120 y 300 seg.
	1001050	20x2.5 mL		
CK - MB 1001055 y 41254 Incluyen Control	41254	R1: 60 mL + R2: 15 mL	Inmunoinhibición anti CK-M λ: 340 nm	Cinética/10 –15 min.
	1001054	6x2.5 mL		
	1001055	19x2.5 mL		
COLINESTERASA No Incluye Estándar	1001102	R1: 4x50 + R2: 4x3 mL	Butirilticolina λ: 405 nm	Cinética/30 –120 seg.
FOSFATASA ÁCIDA FRACCIÓN PROSTÁTICA No Incluye Estándar	1001121	18x2 mL	a-Naftil Fosfato λ: 405 nm	Cinética/5 –8 min.
FOSFATASA ALCALINA No Incluye Estándar	41240	R1: 60 mL + R2: 15 mL	p-Nitrofenilfosfato DGKC λ: 405 nm	Cinética/60 –240 seg.
	41242	R1: 240 mL + R2: 60 mL		
	1001130	20x3 mL		
	1001131	10x15 mL		
GAMMA-GT No Incluye Estándar	41290	R1: 60 mL + R2: 15 mL	Sustrato carboxilado λ: 405 nm	
	41292	R1: 240 mL + R2: 60 mL		
	1001185	20x2 mL		
	1001186	10x15 mL		
GOT / AST No Incluye Estándar	41270	R1: 60 mL + R2: 15 mL	NADH UV IFCC λ: 340 nm	
	41272	R1: 240 mL + R2: 60 mL		
	1001160	20x2 mL		
	1001161	10x15 mL		
GPT / ALT No Incluye Estándar	41280	R1: 60 mL + R2: 15 mL		
	41282	R1: 240 mL + R2: 60 mL		
	1001170	20x2 mL		
	1001171	10x15 mL		
LDH No Incluye Estándar	41220	R1: 60 mL + R2: 15 mL	Piruvato DGKC λ: 340 nm	
	41222	R1: 240 mL + R2: 60 mL		
	1001260	20x3 mL		
LIPASA Incluye Estándar	1001275	R1: 4x10 mL + R2: 1x8 mL	Cinético colorimétrico λ: 580 nm	Cinética/60 –120 seg.

REACTIVOS LÍQUIDOS

REACTIVOS LIOFILIZADOS



PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	MÉTODO	ANALITOS
SPINTROL H CALIBRADOR	1002011	10x3 mL	Multicalibrador Humano.	Ac. Úrico, Bilirrubina total y directa, Creatinina, Glucosa, Urea, Lactato, Albúmina, Proteínas totales, Colesterol, HDL-Colesterol, LDL-Colesterol, Fosfolípidos, Triglicéridos, Calcio, Cobre, Cloro, Potasio, Magnesio, Sodio, Fósforo, CHE Hierro, TIBC/CFTH, Fosfatasa ácida y Frac. Prostática, Fosfatasa alcalina, GGT, GOT/AST, GPT/ALT, CK NAC, Lipasa, LDH-P.
	1002012	4x3 mL		
	1002013	1x3 mL		
SPINTROL H NORMAL	1002120	4x5 mL	Suero Control Humano.	Ac. Úrico, Bilirrubina total y directa, Creatinina, Glucosa, Urea, Fructosamina, Lactato, Albúmina, Proteínas totales, Colesterol, HDL-Colesterol, LDL-Colesterol, Fosfolípidos, Triglicéridos, Calcio, Cloro, Cobre, Fósforo, Hierro, TIBC/CFTH, Potasio, Sodio, Magnesio, Amilasa, Colinesterasa, Fosfatasa ácida y Frac. Prostática, Fosfatasa alcalina, GGT, GOT/AST, GPT/ALT, CK NAC, GLDH, HBDH, LAP, LDH-P, PHI, Lipasa.
	1002121	1x5 mL		
SPINTROL H PATOLÓGICO	1002210	4x5 mL		
	1002211	1x5 mL		

BIOQUÍMICA CLÍNICA • Línea Dedicada

Reactivo compatible con los siguientes analizadores:

SPIN XS / SPIN 120 / SPIN 200 / SPIN 200 E / BS 120 / BS 200 /
BS 200 E / BS 240 / BS 240 PRO / BS 360



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	MÉTODO/FILTRO	TIPO/TIEMPO DE REACCIÓN 37°C
MI41001	ÁCIDO ÚRICO NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 3x30 + R2: 3x30 mL	Uricasa-POD λ: 490-550 nm	Punto final / 5 min
MI41011	GLUCOSA NO INCLUYE ESTÁNDAR	6x30 mL	GOD-POD λ: 490-550 nm	Punto final / 10 min
MI41021	COLESTEROL NO INCLUYE ESTÁNDAR	6x30 mL	CHOD-POD λ: 500-550 nm	Punto final / 5 min
MI41031	TRIGLICÉRIDOS NO INCLUYE ESTÁNDAR	6x30 mL	GPO-POD λ: 490-550 nm	
MI41041	UREA UV NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 5x25 + R2: 1x32 mL	Ureasa GLDH λ: 340 nm	2 Puntos / 30 y 90 seg.
MI1001111	CREATININA NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 3x30 + R2: 3x30 mL	Jaffé λ: 490-510 nm	
MI1001046	BILIRRUBINA TOTAL NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 5x25 + R2: 1x32 mL	DPD λ: 546 nm	Punto final / 5 min.
MI1001047	BILIRRUBINA DIRECTA NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 5x25 + R2: 1x32 mL		
MI41214	LDH NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 5x25 + R2: 1x32 mL	Piruvato DGKC λ: 340 nm	Cinética / 60 –240 seg.
MI41233	FOSFATASA ALCALINA NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 5x25 + R2: 1x32 mL	p-Nitrofenilfosfato DGKC λ: 405 nm	
MI41264	GOT / AST NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 5x25 + R2: 1x32 mL	NADH UV IFCC λ: 340 nm	
MI41274	GPT / ALT NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 5x25 + R2: 1x32 mL		

Reactivo compatible con los siguientes analizadores:

BS 300 / BS 380 / BS 400 / BS 480 / SPIN 640



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	MÉTODO/FILTRO	TIPO /TIEMPO DE REACCIÓN 37°C
MD41001	ÁCIDO ÚRICO NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 3x40 + R2: 3x40 mL	Uricasa-POD λ: 490-550 nm	Punto final/5 min.
MD41011	GLUCOSA NO INCLUYE ESTÁNDAR	6x40 mL	GOD-POD λ: 490-550 nm	Punto final/10 min.
MD41021	COLESTEROL NO INCLUYE ESTÁNDAR	6x40 mL	CHOD-POD λ: 500-550 nm	Punto final/5 min.
MD41031	TRIGLICÉRIDOS NO INCLUYE ESTÁNDAR	6x40 mL	GPO-POD λ: 490-550 nm	
MD41041	UREA UV NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 4x40 + R2: 2x20 mL	Ureasa GLDH λ: 340 nm	2 Puntos/30 y 90 seg.
MD1001111	CREATININA NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 3x40 + R2: 3x40 mL	Jaffé λ: 490-510 nm	
MD1001046	BILIRRUBINA TOTAL NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 4x40 + R2: 2x20 mL	DPD λ: 546 nm	Punto final / 5 min.
MD1001047	BILIRRUBINA DIRECTA NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 4x40 + R2: 2x20 mL		
MD41214	LDH NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 4x40 + R2: 2x20 mL	Piruvato DGKC λ: 340 nm	Cinética/60 –240 seg.
MD41233	FOSFATASA ALCALINA NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 4x40 + R2: 2x20 mL	p-Nitrofenilfosfato DGKC λ: 405 nm	
MD41264	GOT / AST NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 4x40 + R2: 2x20 mL	NADH UV IFCC λ: 340 nm	
MD41274	GPT / ALT NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 4x40 + R2: 2x20 mL		

Reactivo compatible con los siguientes analizadores:
SPIN 800M1 / BS 800



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	MÉTODO/FILTRO	TIPO/TIEMPO DE REACCIÓN 37°C
MX41001	ÁCIDO ÚRICO NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 3x60 + R2: 3x60 mL	Uricasa-POD λ: 490-550 nm	Punto final / 5 min.
MX41011	GLUCOSA NO INCLUYE ESTÁNDAR	6x60 mL	GOD-POD λ: 490-550 nm	Punto final / 10 min.
MX41021	COLESTEROL NO INCLUYE ESTÁNDAR	6x60 mL	CHOD-POD λ: 500-550 nm	Punto final / 5 min.
MX41031	TRIGLICÉRIDOS NO INCLUYE ESTÁNDAR	6x60 mL	GPO-POD λ: 490-550 nm	
MX41041	UREA UV NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 4x40 + R2: 2x20 mL	Ureasa GLDH λ: 340 nm	2 Puntos / 30 y 90 seg.
MX1001111	CREATININA NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 3x60 + R2: 3x60 mL	Jaffé λ: 490-510 nm	
MX1001046	BILIRRUBINA TOTAL NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 4x40 + R2: 2x20 mL	DPD λ: 546 nm	Punto final / 5 min.
MX1001047	BILIRRUBINA DIRECTA NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 4x40 + R2: 2x20 mL		
MX41214	LDH NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 4x40 + R2: 2x20 mL	Piruvato DGKC λ: 340 nm	Cinética / 60 –240 seg.
MX41233	FOSFATASA ALCALINA NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 4x40 + R2: 2x20 mL	p -Nitrofenilfosfato DGKC λ: 405 nm	
MX41264	GOT / AST NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 4x40 + R2: 2x20 mL	NADH UV IFCC λ: 340 nm	
MX41274	GPT / ALT NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 4x40 + R2: 2x20 mL		



LDH
MX41214

Reactivo compatible con los siguientes analizadores:
SPINLAB 100 / SPINLAB 180 / SPINLAB XL / SELECTRA-FLEXOR SYSTEM



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	MÉTODO/FILTRO	TIPO/TIEMPO DE REACCIÓN 37°C
SP41001	ÁCIDO ÚRICO NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 5x25 + R2: 5x25 mL	Uricasa-POD λ: 490-550 nm	Punto final / 5 min.
SP41011	GLUCOSA NO INCLUYE ESTÁNDAR	10x25 mL	GOD-POD λ: 490-550 nm	Punto final / 10 min.
SP41021	COLESTEROLNO NO INCLUYE ESTÁNDAR	10x25 mL	CHOD-POD λ: 500-550 nm	Punto final / 5 min.
SP41031	TRIGLICÉRIDOS NO INCLUYE ESTÁNDAR	10x25 mL	GPO-POD λ: 490-550 nm	
SP41041	UREA UV NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 10x20 + R2: 10x5 mL	Ureasa GLDH λ: 340 nm	2 Puntos / 30 y 90 seg.
SP1001111	CREATININA NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 5x25 + R2: 5x25 mL	Jaffé λ: 490-510 nm	
SP1001046	BILIRRUBINA TOTAL NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 10x20 + R2: 10x5 mL	DPD λ: 546 nm	2 Puntos / 3 y 300 seg.
SP1001047	BILIRRUBINA DIRECTA NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 10x20 + R2: 10x5 mL		
SP41214	LDH NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 10x20 + R2: 10x5 mL	Piruvato DGKC λ: 340 nm	Cinética / 60, 120, 180 y 240 seg.
SP41233	FOSFATASA ALCALINA NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 10x20 + R2: 10x5 mL	p-Nitrofenilfosfato DGKC λ: 405 nm	
SP41264	GOT / AST NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 10x20 + R2: 10x5 mL	NADH UV IFCC λ: 340 nm	
SP41274	GPT / ALT NO INCLUYE ESTÁNDAR	R1: 10x20 + R2: 10x5 mL		

PRUEBAS ANTIDOPING



PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	MÉTODO	TIEMPO DE LECTURA	SENSIBILIDAD
COCAÍNA	1504101	5 Tiras	Inmunoensayo Cromatográfico	7 min	300 ng/mL
	1504121	20 Tiras			
OPIÁCEOS-MORFINA	1504102	5 Tiras		7 min	300 ng/mL
	1504122	20 Tiras			
THC (MARIHUANA)	1504103	5 Tiras		7 min	50 ng/mL
	1504123	20 Tiras			
ANFETAMINAS	1504105	5 Tiras		7 min	1000 ng/mL
	1504125	20 Tiras			
BARBITÚRICOS	1504107	5 Tiras		5 min	300 ng/mL
BENZODIACEPINAS	1504108	5 Tiras		7 min	300 ng/mL



OPIÁCEOS-MORFINA
1504102

PRUEBAS RÁPIDAS



PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENTACIÓN	MÉTODO	TIEMPO DE LECTURA	SENSIBILIDAD
SPIN-PREG CASSETTE	1501120	25 Placas	Inmunocromatográfico.	Suero 5 min/ Orina 3 min	25 mUI/ mL
SPIN-PREG TIRA	1501130	50 Tiras		Suero 5 min/ Orina 3 min	10 mUI/ mL
ANTÍGENO PROSTÁTICO PSA	1504020	5 Placas		5 min	4 ng/mL
	1504021	20 Placas			
HELICOBACTER PYLORI	1504040	5 Placas	Antígeno. Inmunoensayo Cromatográfico	10 min	4-8 ng/mL
	1504041	20 Placas			No aplica
ROTAVIRUS	1504051	20 Placas			No aplica
ADENOVIRUS	1504055	20 Placas			No aplica
ROTA-ADENOVIRUS	1504059	20 Placas			No aplica
INFLUENZA A+B	1504075	20 Placas			No aplica
TIRAS MULTIPARAMÉTRICAS URISPIN 10 (URIN-10)	52010	100 Tiras	10 Parámetros: Glucosa, Bilirrubina, Cetonas, Densidad, Sangre, pH, Proteínas, Urobilinógeno, Nitritos, Leucocitos.	Ver instructivo	



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
HCG-C50	HCG TEST PRUEBA DE EMBARAZO	50 pruebas
ITP01003	HEPATITIS ONE STEP HBsAg	50 pruebas
ITP01102	HEPATITIS ONE STEP Anti-HC	50 pruebas
ITP02006	ONE STEP ANTI-HIV (1&2)	50 pruebas




HEPATITIS ONE STEP
ITP01003



ANALIZADORES

Química Clínica (Semiautomatizados)



SPINLAB



- Lámpara de cuarzo-ioduro 12V-20W.
- Rango fotométrico de -0.1 a 2.3 absorbancias.
- Control de **temperatura fijada a 37°C**.
- Requisitos eléctricos: **100-240 VAC nominal**.
- Batería adicional para la conservación de la fecha.
- Dimensiones de 40 x 17 x 36.5 cm.
- Peso de 8.5 kg.



BA-88A

mindray

- Lámpara de Tungsteno-halógeno 6V/10W.
- Rango fotométrico de -0,1 a 2,3 Absorbancias.
- Temperatura de cuarto, **25°C , 30°C o 37°C**.
- Requisitos eléctricos: **AC 100-240V~, 50/60Hz**.
- **Pantalla táctil** con indicador y teclado pop up.
- Dimensiones de 43 × 36 × 17 cm.
- Peso de 6.8 kg.



ANALIZADORES

Química Clínica (Automatizados)



SPIN-XS



- Lámpara halógena 6V / 10W.
- **Estación de lavado automática** con sistema de precalentamiento de agua.
- Módulo de refrigeración independiente.
- **37 muestras** de forma simultánea y hasta 28 parámetros a la vez.
- Rendimiento de **200 pruebas por hora**.
- Consumo de agua de 5 L/hora.
- Dimensiones de 62.5 x 42.5 x 46 cm.
- Peso de 36 kg.



SPIN 200 E



- Lámpara halógena de tungsteno.
- Estación de lavado automática con sistema de precalentamiento de agua.
- Sistema abierto con los perfiles definidos por el usuario.
- 40 posiciones para reactivo y 40 posiciones para muestra en compartimento refrigerado.
- Rendimiento de 200 pruebas por hora.
- Dimensiones de 86 x 70 x 62.5 cm.
- Peso de 130 kg.



SPIN 640



- Lámpara halógena de tungsteno.
- Limpieza de agujas automático, detección de nivel de líquido.
- Perfiles y cálculos establecidos por el usuario.
- 80 posiciones para reactivo y 90 posiciones para muestra.
- Rendimiento de 400 pruebas por hora.
- Dimensiones de 118 x 70 x 114.5 cm.
- Peso de 300 kg.



BS-240



- Fotometría de absorbancia, turbidimetría.
- 80 posiciones para reactivos y 40 posiciones para muestras en compartimento refrigerado (2~12) en 24 horas.
- Lector de código de barras integrado.
- Consumo de agua: ≤ 4 L/H.
- Rendimiento de hasta 200 pruebas por hora y hasta 400 pruebas por hora con módulo ISE.
- Dimensión de 69 x 58 x 59.5 cm.
- Peso de 79 kg.



BS-360E

mindray

- Lámpara halógena de tungsteno.
- Fotometría de absorbancia, turbidimetría, electrodo ion selectivo.
- Rendimiento de **360 pruebas por hora**, módulo ISE (Na⁺, K⁺, Cl⁻) opcional que lo eleva a **540 pruebas por hora**.
- Sonda con protección anticollisión, precalentamiento de reactivo y detección de nivel de líquido.
- **50 a 100 posiciones para reactivos** y de 50 a 100 posiciones para muestras en refrigeración 24 horas.
- **Lector de código de barras** (opcional).
- Consumo de agua de 6.5 L/H.
- Dimensiones de 86 × 66 × 55 cm.
- Peso de 115 kg.



BS-480

mindray

- Rendimiento de **400 pruebas fotométricas por hora** y de **640 pruebas por hora** con módulo ISE (K⁺, Na⁺, Cl⁻).
- **Refrigeración durante 24 horas** para las bandejas de reactivos.
- **Lector de códigos de barras** integrado.
- Transmisión a **interfaz LIS bidireccional**.
- Consumo de agua de ≤20 L/hora.
- Dimensiones de 118 x 71 x 115 cm.
- Peso de 300 kg.



BS-600

mindray

- Rendimiento de **600 pruebas fotométricas por hora** y de **770 pruebas por hora** con módulo ISE (K⁺, Na⁺, Cl⁻).
- **Refrigeración durante 24 horas** para las bandejas de reactivos.
- **Lector de códigos de barras** integrado.
- Transmisión a **interfaz LIS bidireccional**.
- Consumo de agua de ≤28 L/hora.
- Dimensiones de 119 x 115.5 x 72 cm.
- Peso de 300 kg.



SPIN 800/BS-800



- Lámpara halógena de tungsteno.
- **Detección de nivel de reactivo**, burbujas, y protección anti colisión.
- **Sistemas de agitación independientes** para reactivo y muestra.
- La cubierta de todos los componentes electrónicos es **resistente al agua e incluye un sistema de drenaje** rápido.
- **68 posiciones de reactivo** y 140 posiciones para muestra.
- Rendimiento de 800 pruebas por hora y hasta 1,200 con **módulo ISE**.



SPIN 800/BS-800 M1

- **68 posiciones de reactivo** y 440 posiciones para muestra.
- Rendimiento de **800 pruebas por hora** y hasta **1,200** con módulo ISE.



SPIN 800/BS-800 M2

- **136 posiciones de reactivo** y 580 posiciones para muestra.
- Rendimiento de **1,600 pruebas por hora** y hasta **2,400** con módulo ISE.



SPIN 800/BS-800 M3

- **204 posiciones de reactivo** y 720 posiciones para muestra.
- Rendimiento de **2,400 pruebas por hora** y hasta **3,600** con módulo ISE.



SPIN 800/BS-800 M4

- **272 posiciones de reactivo** y 640 posiciones para muestra.
- Rendimiento de **3,200 pruebas por hora** y hasta **4,800** con módulo ISE.



ANALIZADORES

Uroanálisis



URISPIN U120 Smart



- **120 tiras por hora**; 60 tiras por hora opcional.
- Calibración automática.
- Incluye **impresora térmica**.
- **Lector de código de barras** opcional.
- Memoria de últimos 2,000 resultados.
- Temperatura de trabajo de 0-40°C.
- Dimensiones de 27.2 x 26.9 x 14.5 cm.
- Peso de 2.6 kg.



URISPIN 500



- Fuente de **luz fría de alta luminosidad**.
- Velocidad de análisis de **500 tiras por hora**.
- **Pantalla táctil** panorámica LCD.
- Incluye **impresora térmica**.
- Memoria de 2,000 resultados.
- **Lector código de barras** opcional.
- Calibración automática.
- Memoria de últimos 2,000 resultados.
- Temperatura de trabajo de 0-40°C.
- Dimensiones de 36.6 x 28.3 x 19.5 cm.
- Peso de 4 kg.



ANALIZADORES

Coagulación



BIOBAS 10



- Unidad de medida controlada a 37°C +/-0,4°C.
- 1 Canal de medida.
- **1 Posición de reactivo**.
- **4 Posiciones de incubación** de cubetas.
- **Pantalla LCD**, 1 línea con 8 caracteres.
- Interfase 1x RS232C.
- **Posibilidad de conectar impresora** externa (opcional).
- Dimensiones de 9.7 x 21.2 x 5.2 cm.
- Peso de 0.6 kg.



BIOBAS 20



- Unidad de medida controlada a 37°C +/-0,4°C.
- **2 Canales de medida.**
- **4 Posiciones de reactivo** (1 con agitación).
- **18 Posiciones de incubación** de cubetas.
- **Pantalla LCD**, 2 líneas con 20 caracteres cada una.
- Interfase 2x RS232C, ChipCARDTM reader.
- **Impresora térmica** integrada.
- **Posibilidad de conectar impresora** externa (opcional).
- Dimensiones de 26.5 x 33 x 8 cm.
- Peso de 4.9 kg.



ANALIZADORES

Hematología



BC-20s

mindray

- **Diferenciación de 3 partes: 19 parámetros reportables** y 3 histogramas.
- **Pantalla táctil TFT** de 8.4 pulgadas.
- Almacena hasta 200,000 muestras.
- Rendimiento de hasta **40 muestras por hora**.
- **1 Puerto LAN** compatible con el protocolo HL7.
- **4 puertos USB** para actualización de software, impresora externa, lector de código de barras, teclado, mouse y adaptador de WiFi.
- **Soporte bidireccional LIS.**
- Dimensiones de 41 x 30 x 40 cm.
- Peso de 20Kg.



BC-30s

mindray

- **Diferenciación de 3 partes: 21 parámetros reportables** y 3 histogramas.
- Rendimiento de hasta **70 muestras por hora**.
- **Pantalla táctil TFT** de 10.4 pulgadas.
- Almacena hasta 500,000 muestras.
- **Puerto LAN** compatible con el protocolo HL7.
- **Soporte bidireccional LIS.**
- Dimensiones de 41 x 30 x 40 cm.
- Peso de 20Kg.



BC-5150

mindray

- **Distinción de WBC de 5 partes**, 25 parámetros reportables y 4 parámetros de búsqueda.
- Capacidad de procesamiento de **60 muestras por hora**.
- **Pantalla táctil TFT** de 10.4 pulgadas.
- Almacena hasta 40,000 muestras.
- **Puerto LAN** compatible con el protocolo HL7.
- Dimensiones de 40 x 32 x 41 cm.



BC-5380

mindray

- **Distinción de WBC de 5 partes**, 27 parámetros reportables.
- Capacidad de procesamiento de **60 muestras por hora** con cargador automático y **hasta 50** con tubo cerrado.
- **Pantalla táctil TFT** de 10.4 pulgadas.
- Almacena hasta 40,000 resultados incluyendo información gráfica y numérica.
- **Puerto LAN** compatible con el protocolo HL7.
- Peso de 65 kg.



BC-5800

mindray

- **Diferencia la población leucocitaria en 5 grupos**, 29 parámetros, 2 histogramas + 2 diagramas de dispersión.
- Rendimiento de **90 pruebas por hora**.
- Cargador automático, **lector de código de barras**.
- **Gran pantalla táctil TFT**.
- **Soporta LIS** uni o bidireccional.
- Almacena hasta 40,000 resultados incluyendo información numérica y gráfica.
- Dimensiones de 66.4 x 61.3 x 58.5 cm.
- Peso de 76 kg.



BC-6200

mindray

- **Distinción de glóbulos blancos en 5 partes.**
- Medición de leucocitos, reticulocitos y eritroblastos.
- **Exclusiva tecnología SF Cube** que combina citometría de flujo con dispersión láser.
- Contaje de eritroblastos incluido en todos los hemogramas.
- Rendimiento de **110 pruebas por hora** (CBC + DIFF), 65 pruebas (CBC + DIFF + RET) y 40 pruebas (líquido corporal).
- Capacidad a bordo de hasta 50 muestras.
- 29 parámetros de investigación en sangre completa.
- Dimensiones de **70 x 85 x 80 cm.**
- Peso de 100 kg.



BC-6800

mindray

- **Distinción de WBC de 5 partes**, reticulocitos, eritroblastos.
- **Exclusiva tecnología SF Cube** combinando dispersión de luz del laser + detección por fluorescencia.
- Rendimiento de **125 pruebas por hora** (CBC+DIFF), 90 pruebas (CBC+DIFF+RET), 40 pruebas (líquido corporal).
- Capacidad de carga de hasta 100 tubos de muestra.
- Almacena hasta 100,000 resultados.
- **37 parámetros reportables** (sangre completa).
- Dimensiones de **85 x 68 x 70 cm.**
- Peso de 125 kg.



SPINCELL 3

SPINREACT
MEXICO

- **Pantalla táctil** 10.4 pulgadas.
- **Control de calidad** con gráficos de Levey – Jennings.
- **Diferenciación de 3 partes de WBC**, 21 parámetros y 3 histogramas: WBC, RBC y PLT's.
- **WBC/RBC:** Método de impedancia.
- **HGB:** Colorimetría con LED (540nm) con reactivo libre de cianuro.
- Rendimiento de **60 pruebas por hora.**
- Dimensiones: **53 x 33 x 46 cm.**



SPINCELL 5 compact



- **Determinación de reticulocitos.**
- Clasificación multidimensional mediante láser.
- **2 Histogramas de RBC y PLT 2.**
- Diagrama de dispersión de 5 partes diferenciales.
- **Diagrama de dispersión eosinófilos y neutrófilos.**
- Analiza tanto muestras de **sangre total** como de **sangre capilar**.
- Rendimiento de **60 pruebas por hora**.
- Dimensiones de 49 x 33.2 x 45.9 cm.
- Peso de 35 kg.



SPINCELL 5 plus



- **Clasificación multidimensional** mediante láser.
- **Cargador automático** con 50 posiciones.
- **Diferenciación de WBC en 5 partes.**
- Rendimiento de **60 muestras por hora**.
- Cuatro reactivos para el análisis 25 parámetros.
- Dimensiones de 66 x 56.5 x 54.5 cm.
- Peso de 73 kg.



ANALIZADORES

Inmunología



MAGLUMI 600



- **Marcado con Flash Quimioluminiscencia-ABEI**, con alta sensibilidad y larga estabilidad.
- **Separación de Nano-microesferas magnéticas**, rápidas y eficientes.
- Permite analizar **hasta 16 muestras simultáneamente** empleando 4 reactivos distintos.
- Rendimiento de **180 pruebas por hora**.
- **Conexión a LIS**, lee la información de muestra automáticamente.
- **RFID** lee toda la información del reactivo y la curva máster.
- **Área de reactivos refrigerada.**
- **Pantalla táctil** a color.



MAGLUMI 800



- **Marcado con Flash Quimioluminiscencia-ABEI**, con alta sensibilidad y larga estabilidad.
- **Separación de Nano-microesferas magnéticas**, rápidas y eficientes.
- Permite analizar **hasta 40 muestras simultáneamente** empleando 9 reactivos distintos.
- Rendimiento de **180 pruebas por hora**.
- **Conexión a LIS**, lee información de muestra automáticamente.
- **RFID** lee toda la información del reactivo y la curva máster.
- **Área de reactivos refrigerada**.



MAGLUMI 2000



- **Marcado con Flash Quimioluminiscencia-ABEI**, con alta sensibilidad y larga estabilidad.
- **Separación de Nano-microesferas magnéticas**, rápidas y eficientes.
- Permite analizar **hasta 144 muestras simultáneamente** empleando 15 reactivos distintos.
- Rendimiento de **180 pruebas por hora**.
- **Lector de código de barras** para muestras.
- **Protocolo de Comunicación ASTM Bidireccional** con LIS.
- **RFID** lee toda la información del reactivo y la curva máster.
- **Área de reactivos refrigerada**.



MAGLUMI 2000plus



- **Marcado con Flash Quimioluminiscencia-ABEI**, con alta sensibilidad y larga estabilidad.
- **Separación de Nano-microesferas magnéticas**, rápidas y eficientes.
- Permite analizar **hasta 144 muestras simultáneamente** empleando 25 reactivos distintos.
- Rendimiento de **180 pruebas por hora**.
- **Lector de código de barras** para muestras.
- **Protocolo de Comunicación ASTM Bidireccional** con LIS.
- **RFID** lee toda la información del reactivo y la curva máster.
- **Área de reactivos refrigerada**.

CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	EQUIPO
VL6002-828	ADAPTADORES PEDIÁTRICOS	1 pieza	SL 100/180
VL6001-963	BLOQUE DE SECADO	1 pieza	SL 100/180
VL3062-031	BOTELLAS DE REACTIVO 25 mL	30 piezas	SL 100/180
VL3062-032	BOTELLAS DE REACTIVO 7 mL	30 piezas	SL 100/180
BA31-2041376	BOTELLAS DE REACTIVO DE PLÁSTICO 20 mL	30 piezas	SPIN 120/200
BA31-2041377	BOTELLAS DE REACTIVO DE PLÁSTICO 40 mL	30 piezas	SPIN 120/200
BA40-20-73058	BOTELLAS DE 20 mL	1 pieza	SPIN 380/640
BA40-20-73059	BOTELLAS DE 40 mL CORTO	1 pieza	SPIN 380/640
BA40-2073060	BOTELLAS DE 40 mL LARGO	1 pieza	SPIN 380/640
BA115-004016-00	CELDA DE REACCIÓN	10 piezas	SPIN 380/640
		250 racks	SPIN 200
		250 racks	SPIN 120
		8 racks	SPIN 200 E
VL3062-021	COPILLAS PEDIÁTRICAS	1000 piezas	SL 100/180
SP00821	CUBILETE COAGULACIÓN	300 piezas	BB1 Y 2
		500 piezas	BB10 Y 20
004C-30-88619	DETERGENTE CD80	1 L	SPIN 120/200E/380/640
		2 L	SPIN 120/200E/380/640
VL3066-083	FILTRO DE AGUA	1 pieza	SL 100/180
BA80-00001-00	LÁMPARA DE HALÓGENO 20W *	1 pieza	SPIN 200/640
BA30-10-06365	LÁMPARA DE HALÓGENO 50W	1 pieza	SPIN 380
BA10-30-78192	LÁMPARA DE HALÓGENO 20W	1 pieza	SPIN 120
VL3380-018	LÁMPARA DE HALÓGENO 12V-20W	1 pieza	SL 100/180
VL3070-340	ROTOR DE REACCIÓN	1 pieza	SL 100/180
VL3203-063	SOLUCIÓN DE SISTEMA	1 L	SL 100/180
XS00001	LÁMPARA DE HALÓGENO	1 pieza	SPIN XS
XS00011	CUBETA DE REACCIÓN	48 celdas	SPIN XS
XS00070	BOTELLAS REACTIVO	10 de 40 mL + 10 de 20 mL	SPIN XS
XS00071	COPILLAS PEDIÁTRICAS	500 piezas	SPIN XS



DETERGENTE CD80
004C-30-88619

* Verificar versión de lámpara para Spin 120 en el 800 500. (SPIN) 7746.

SEROLOGÍA

PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENTACIÓN	MÉTODO	TIEMPO DE INCUBACIÓN	SENSIBILIDAD ANALÍTICA
ANTIESTREPTOLISINA O LÁTEX	1200101	50 Pruebas	Test de aglutinación en portaobjetos	2 min	200 UI/mL
	1200102	100 Pruebas			
FACTOR REUMATOIDE LÁTEX	1200201	50 Pruebas		2 min	8 UI/mL
	1200202	100 Pruebas			
PROTEÍNA "C" REACTIVA LÁTEX	1200301	50 Pruebas		2 min	6 mg/mL
	1200302	100 Pruebas			
RPR CARBÓN ACTIVADO	1200401	150 Pruebas		8 min	Ver Instructivo
	1200402	500 Pruebas			
VDRL* MEZCLA DE LÍPIDOS ANTIGÉNICA	1200405	1500 Pruebas		4 min	Ver Instructivo
	1200406	250 Pruebas			

* Determinación en suero. Lectura microscópica 10x.



QUIMIOLUMINISCENCIA



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
130202009M	MAGLUMI PROGESTERONA 8PRG	100 pruebas
130201004M	MAGLUMI PSA (ANTÍGENO ESPECÍFICO PROSTÁTICO)	100 pruebas
130203001M	MAGLUMI TSH (3RA. GENERACIÓN)	100 pruebas
130203002M	MAGLUMI T4 (TIROXINA TOTAL)	100 pruebas
130203003M	MAGLUMI T3 (TRIYODOTIRONINA TOTAL)	100 pruebas
130203004M	MAGLUMI FT4 (TIROXINA LIBRE)	100 pruebas
130203005M	MAGLUMI FT3 (TRIYODOTIRONINA LIBRE)	100 pruebas
130299004M-1	MAGLUMI STARTER KIT	2x230 ml
130299006M-1	MAGLUMI LIGHT CHECK	2 ml
130202001M	MAGLUMI FSH (HORMONA FOLICULOESTIMULANTE)	100 pruebas
130202010M	MAGLUMI TESTOSTERONA (TEST)	100 pruebas
130299005M-1	MAGLUMI SYSTEM LIQUID	714 ml
130299007M-1	MAGLUMI TUBING CLEANING SOL.	1x500 ml
130212004M	MAGLUMI RUBEOLA IGM	100 pruebas
130219015M	MAGLUMI 2019-NCOV IGG (CLIA)	100 pruebas
130219016M	MAGLUMI 2019-NCOV IGM (CLIA)	100 pruebas

CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
130606007M	MAGLUMI ALDOSTERONA	50 Pruebas
130201003M	MAGLUMI CEA (ANTÍGENO CARCINOEMBRIÓNARIO)	100 pruebas
130211004M	MAGLUMI 25-OH-VITAMINA D	100 pruebas
130201002M	MAGLUMI AFP	100 pruebas
130201009M	MAGLUMI CA 125	100 pruebas
130201010M	MAGLUMI CA 15-3	100 pruebas
130201011M	MAGLUMI CA 19-9	100 pruebas
130212005M	MAGLUMI CMV IGG	100 pruebas
130201015M	MAGLUMI CA 72-4	100 pruebas
130206007M	MAGLUMI ALDOSTERONA	100 pruebas
130202002M	MAGLUMI LH (HORMONA LUTEINIZANTE)	100 pruebas
130202011M	MAGLUMI TESTOSTERONA LIBRE	100 pruebas
130216001M	MAGLUMI PROCALCITONINA (PCT)	100 pruebas
130298002M	MAGLUMI CORTISOL	100 pruebas
130205002M	MAGLUMI INSULINA	100 pruebas
130202003M	MAGLUMI BETA-B-HCG	100 pruebas
130202007M	MAGLUMI ESTRADIOL (E2)	100 pruebas
130202006M	MAGLUMI PROLACTINA (PRL)	100 pruebas



MICROPIPETAS



VOLUMEN VARIABLE	VOLUMEN FIJO
0.5–10 µL	5 µL
2–20 µL	10 µL
5–50 µL	20 µL
10–100 µL	25 µL
20–200 µL	50 µL
50–200 µL	100 µL
100–1000 µL	200 µL
1000–5000 µL	250 µL
	500 µL
	1000 µL
	5000 µL

PRUEBAS COVID

CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	MARCA
41FK10	PANBIO COVID-19 AG PRUEBA RÁPIDA DEVICE	25 Pruebas	Abbott
SC820001PC	CERTEST SARS-COV-2 ANTIGEN CARD TEST	20 Pruebas	Certest
INCP-402	PRUEBA RÁPIDA DE ANTICUERPOS IGG IGM DE CORONAVIRUS SARS-COV-2 (NCOV) EN CASSETTE	25 Pruebas	Certum



MICROPIPETAS

CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	MÉTODO	ML/PRUEBA	TIEMPO DE LECTURA
1205010C	KIT ANTÍGENOS FEBRILES C/CONTROLES	6x5 mL, control (+) 1 mL y control (-) 1mL	Test de aglutinación en portaobjetos o tubo. S. Typhi H, O, S. Paratyphi AH, BH, Brucella Abortus, Proteus OX 19, C (+) y C (-).	100 por antígeno	1 min.
1205011	SALMONELLA PARATYPHI AH	5 mL	Test de aglutinación en portaobjetos o tubo, a flagelar.	100	1 min.
1205031	SALMONELLA PARATYPHI BH	5 mL	Test de aglutinación en portaobjetos o tubo, b flagelar.	100	1 min.
1205071	SALMONELLA TYPHI H	5 mL	Test de aglutinación en portaobjetos o tubo, d flagelar.	100	1 min.
1205081	SALMONELLA TYPHI O	5 mL	Test de aglutinación en portaobjetos o tubo, 1, 9, 12 somático.	100	1 min.
1205091	BRUCELLA ABORTUS	5 mL	Test de aglutinación en portaobjetos o tubo, somático.	100	1 min.
1205111	PROTEUS OX19	5 mL		100	1 min.
1205211	CONTROL NEGATIVO	1 mL	Test de aglutinación en portaobjetos o tubo.	20	1 min.
1205201	CONTROL POSITIVO	1 mL		20	1 min.
1200901	ROSA DE BENGALA INCLUYE CONTROL (+) Y (-)	R: 2.5 mL, C(+): 1 mL C(-): 1 mL	Test de aglutinación en portaobjetos.	50	4 min.

PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENTACIÓN	MUESTRA/FILTRO	TIPO/TIEMPO DE REACCIÓN 37°C
COMPLEMENTO C3 No Incluye Estándar	1102094	R1: 1x40 + R2: 1x10 mL	Suero o plasma λ: 340 nm	Punto final / 2 min.
COMPLEMENTO C4 No Incluye Estándar	1102104	R1: 1x40 + R2: 1x10 mL		
TRANSFERRINA No Incluye Estándar	1102134	R1: 1x40 + R2: 1x10 mL		
IgG No Incluye Estándar	1103004	R1: 1x40 + R2: 1x10 mL	Suero o plasma λ: 600 nm	
IgA No Incluye Estándar	1103014	R1: 1x40 + R2: 1x10 mL		
IgM No Incluye Estándar	1103024	R1: 1x40 + R2: 1x10 mL	Suero o plasma λ: 340 nm	
PCR TURBILÁTEX Incluye Estándar	1107001	R1: 1x45 + R2: 1x5 mL	Suero λ: 540 nm	2 puntos / 3 y 120 seg.
FR TURBILÁTEX Incluye Estándar	1107005	R1: 1x45 + R2: 1x5 mL	Suero λ: 650 nm	
ASO TURBILÁTEX Incluye Estándar	1107010	R1: 1x45 + R2: 1x5 mL	Suero λ: 540 nm	
IgE No Incluye Estándar	1107050	R1: 1x20 + R2: 1x10 mL	Suero λ: 578 nm	2 puntos / 3 y 300 seg.
MICROALBÚMINA Incluye Estándar	1107070	R1: 1x45 + R2:1x5 mL	Orina λ: 540 nm	2 puntos / 3 y 120 seg.
FERRITINA Incluye Estándar	1107140	R1: 1x40 + R2: 1x10 mL	Suero o plasma λ: 530-550 nm	2 puntos / 3 y 300 seg.
PCR ULTRA SENSIBLE Incluye Estándar	43034	R1: 1x30 + R2: 1x2 mL	Suero λ: 540 nm	2 puntos / 3 y 240 seg.
HEMOGLOBINA GLICOSILADA HbA1c No Incluye Estándar	43100	R1: 1x30 + R2: 1x10 + R3: 1x125 ml	Sangre total λ: 660 nm	Punto final / 5 min.
	43101	R1: 1x30 + R2: 1x10 + R3: 1x125 mL		
DÍMERO D No Incluye Estándar	1709231	R1: 2x10 + R2: 2x10 mL	Suero o plasma λ: 578 nm	2 puntos / 30 y 84 seg.



TURBIDIMETRÍA • Calibradores y Controles

CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	ANALITOS
1102003	CALIBRADOR GENERAL DE PROTEÍNAS	1x2 mL	C3, C4, IgA, IgG, IgM, Transferrina, Otras proteínas
1102004	CONTROL GENERAL DE PROTEÍNAS	4x1 mL	
1107044	FERRITINA CONTROL	1x2 mL	Ferritina
1107073	MICROALBÚMINA CONTROL	1x2 mL	Micro albúmina
1107052	IGE CALIBRADOR	1x1 mL	IgE
1107053	IGE CONTROL	1x2 mL	
1102114	CONTROL L	4x1 mL	ASO, FR, PCR
1102115	CONTROL H	4x1 mL	
1709111	DÍMERO D CALIBRADOR	6 concentraciones x 0.5 mL c/u	Dímero D
1709114	DÍMERO D CONTROL	Nivel 1: 3x1 mL, Nivel 2: 3x1 mL	
43036	PCR ULTRA CONTROL	1x2 mL	PCR Ultra
43105	HBA1C MULTICALIBRADOR	4 concentraciones x 0.5 mL c/u	Hemoglobina Glicosilada HbA1c
43106	HBA1C CONTROL	Nivel 1: 2x0.5 mL, Nivel 2: 2x0.5 mL	



IgE CONTROL

1107053



COAGULACIÓN



TP 10x2 mL
1709223

PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENTACIÓN	MÉTODO
APTT	1709201	R1: 5x4 R2: 5x4 mL	Ácido elágico.
FIBRINÓGENO	1709211	R1: 8x2 R2: 1x100 mL + 3.5 coolín	Clauss.
TP	1709222	4x4 mL	Tromboplastina Cálctica.
	1709223	10x2 mL	
CALIBRADOR COAGULACIÓN	1709101	4x1 mL	Plasma humano liofilizado para la calibración de PT, APTT y Fibrinógeno.
CONTROL COAGULACIÓN NORMAL	1709104	4x1 mL	Plasma humano normal liofilizado para la evaluación de la precisión y veracidad en la determinación De PT, APTT y Fibrinógeno.
CONTROL COAGULACIÓN PATOLÓGICO	1709106	4x1 mL	Plasma humano patológico liofilizado para la evaluación de la precisión y veracidad en la determinación de PT, APTT y Fibrinógeno.



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
10446442	THROMBORE S (TP)	10 x 4 ml
10445709	ACTIN (APTT)	10 x 2 ml

ELECTROLITOS




CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
M-2112	SOLUTION PACK NA/K/CL	400 mL
M-2121	SOLUTION PACK NA/K/CL	800 mL
M-2118	SOLUCIÓN DE LIMPIEZA DIARIA	1 kit
M-2309	SOLUCIÓN DE LAVADO	50 mL




CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
485-9V	STA OWREN KOLLER	15 mL
485-C1	STA CLAC2 0.025 M (CLORURO DE CALCIO)	15 mL
499-3V	STA DESORB	15 mL
499-4V	STA CLEANER SOLUTION	2500 mL

CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	COMPATIBLE CON MODELO
A12-000047	M30 DILUENT	20L	BC-20s/BC-30s
A12-000042	M30 DILUENT	5.5L x 2	
A12-000084	M30 CFL LYSE	500ml	
105-006210-00	M30 CFL LYSE	200ml x 4	
105-006210-00-I	M30 CFL LYSE	200ml	
105-002225-00	PROBE CLEANSER	50ml	
105-004045-00	M-52D DILUENT	20L	BC-5150
105-003724-00	M-52DIFF LYSE	500mL x 4	
105-003724-00-I	M-52DIFF LYSE	500mL	
105-004307-00	M-52LH LYSE	100mLx4	
105-004463-00	M-52LH LYSE	100mL	
105-002225-00	PROBE CLEANSER	50ml	
A11-000136	M-53D DILUENT	20L	BC-5380
A11-000128	M-53 LEO (I) LYSE	1L x 4	
A11-000128-I	M-53 LEO (I) LYSE	1L	
A11-000130	M-53 LEO (II) LYSE	200ml x 4	
A11-000130-I	M-53 LEO (II) LYSE	200ml	
A11-000132	M-53 LH LYSE	500ml x 4	
A11-000132-I	M-53 LH LYSE	500mL	
A11-000134	M-53 CLEANSER	1L x 4	
A11-000134-I	M-53 CLEANSER	1L	
003D-30-84194	M-53P PROBE CLEAN SER	50ml	BC-6000 / BC-6200 / BC-6800
105-012283-00	DS DILUENT	20 L	
105-012288-00	M-6 LD LYSE	1 L x 4	
105-012290-00	M-6 LN LYSE	1 L x 4	
105-012292-00	M-6 LH LYSE	1 L x 4	
105-012294-00	M-6 FN DYE	12 ml x 4	
105-012298-00	M-6 FD DYE	12 ml x 4	
105-012286-00	M-6 DR DILUENT	1 L x 4	
105-012296-00	M-6 FR DYE	12 ml x 4	
105-002225-00	PROBE CLEANSER	50 ml	



TUBO LILA
368171



TUBO ORO
368159



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	COMPATIBLE CON MODELO
1705100	DILUYENTE	1x20 L	SPINCELL 3
1705180	DETERGENTE	1x20 L	
1705110	LISANTE	1x1000 ml	
1705110	PROCLEAN	1x100 ml	
1705600	DILUYENTE	1x20 L	SPINCELL 5, PLUS Y COMPACT
1705680	DETERGENTE	1x20 L	
1705610	LISANTE	1x1000 ml	
1705681	SHEATH	1x20 L	
U7100210A	RETICULOCITOS	50 Tubos	
1705181	PROCLEAN	1x100 ml	



LISANTE SPINCELL 3
1705110

HEMATOLOGÍA



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
502-040	CALIBRADOR MYTHIC 18	1 X 3 mL
301502004	CONTROL MYTHIC 18 B/M/A	3 X 3 mL
HM18-008-1	LISANTE MYTHIC 18	1 L
HM18-009-10	DILUYENTE MYTHIC 18	10 L
HM18-007-1	MYTHIC 18-22 ENZYMATIC CLEANING SOLUTION	1 L
301900310	DILUYENTE MYTHIC 22	10 L
301801311	CALIBRADOR MYTHIC 22	1 X 2.5 mL
301901502	CONTROLES TRIPACK B/N/A MYTHIC 22	3 X 3 mL
301900101	CLEANING SOLUTION MYTHIC 22 AL	1 L
301900201	ONLYONE MYTHIC 22 AL	500 mL



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
501-211	MEDONIC M DILUYENTE	20 L
501-212	MEDONIC M LISANTE	5 L
502-012	CONTROL L-N-H	6 X 4.5 mL



MEDIOS DE TRANSPORTE

111C

INMUNOHEMATOLOGÍA



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	TIEMPO DE LECTURA
1700002	ANTI A MONOCLONAL	10 mL	2 min.
1700006	ANTI A+B MONOCLONAL	10 mL	2 min.
1700004	ANTI B MONOCLONAL	10 mL	2 min.
1700021	ANTI D IGG+IGM MONOCLONAL	10 mL	2 min.
1700051	ANTIGLOBULINA HUMANA SUERO DE COOMBS	10 mL	No aplica
1700010	ANTI A1 LECTINA	5 mL	30 seg.
1700071	ALBÚMINA BOVINA AL 30%	10 mL	5 a 30 min.
1700072	ALBÚMINA BOVINA AL 22%	10 mL	5 a 30 min.

BACTERIOLOGÍA



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
PT-34	MULTIBAC. PARA BACTERIAS GRAM (+)	50 cartuchos
PT-35	MULTIBAC. PARA BACTERIAS GRAM (-)	50 cartuchos
PT-36	MULTIBAC. CON ANTIBIÓTICOS COMBINADOS	50 cartuchos
PT-39	SUSPIBAC "O" P/IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS	50 discos



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
CT 0052B	SULFAMETOXAZOL/ TRIMETROPIM 19:1 25 µg	50 discos
CT0166B	CEFOTAXIMA 30 µg	50 discos
CT 0024B	GENTAMICINA 10 µg	50 discos
CT0223B	AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÁNICO 30 µg	50 discos
CT0054B	TETRACICLINA 30 µg	50 discos

MEDIOS DE TRANSPORTE



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
503CS01	HISOPO NASOFARINGEO MANGO FLEX NYLON	100 piezas
502CS01	HISOPO MANGO PLÁSTICO REGULAR/PUNTA DE NYLON	100 piezas
501CS01	HISOPO MANGO PLÁSTICO DELGADO URETRALES	100 piezas
525CS01	HISOPO MANGO PLÁSTICO DELGADO/CORTO	100 piezas
111C	MEDIOS DE TRANSPORTE STUART	50 pzas
114C	MEDIOS DE TRANSPORTE AMIES CON CARBONO	50 pzas



ANTI A MONOCLONAL

1700002



TOMA DE MUESTRA



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
368159	TUBO ORO DE 5 ML CON GEL Y ACTIVADOR DE COAGULACIÓN	100 piezas
368171	TUBO LILA DE 4 ML CON EDTA-K ₂	100 piezas
368175	TUBO ROJO DE 6 ML CON ACTIVADOR DE COAGULACIÓN	100 piezas
363083	TUBO AZUL DE 2.7 ML CON CITRATO DE SODIO 0.109 M	100 piezas
364893	HOLDER AMARILLO CONVENCIONAL	10 piezas
301746	AGUJA FLASHBACK 21G X 25MM (VERDE)	50 piezas
302355	AGUJA HIPODÉRMICA GLIDE 23G X 25MM (AZUL)	1000 piezas
302539	JERINGA 3ML LUER LOK CON AGUJA 21G X 32MM	100 piezas
302542	JERINGA 3ML LUER LOK CON AGUJA 23G X 25MM	100 piezas
302549	JERINGA 5ML LUER LOK CON AGUJA 21G X 32MM	100 piezas
302558	JERINGA 10ML LUER LOK CON AGUJA 21G X 32MM	100 piezas
302562	JERINGA 20ML LUER LOK SIN AGUJA	50 piezas
360211	AGUJA TOMA MÚLTIPLE 22G X 38MM (NEG)	100 piezas
360213	AGUJA TOMA MÚLTIPLE 21G X 38MM (VERDE)	100 piezas
367281	EQUIPO ALADO VERDE 21G X 19 MM / 12	50 piezas
367292	EQUIPO ALADO AZUL 23 X 19 MM / 7" BD	50 piezas
368607	AGUJAS ECLIPSE TOMA MÚLTIPLE 21G X 32MM	48 piezas



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
10.252	MONOVETTE ORINA 10ML	64 piezas
10.253	MONOVETTE ORINA 10ML. - 102 X 15,3MM. AC.B	64 piezas
55.467	TUBO 8 ML - 100 X 13MM - PS-FR-TP-STP	500 piezas
55.526	TUBO 5ML 75 X 12MM PP-FR	500 piezas
60.557	TUBO CON TAPÓN 4.5 ML 75 X 12MM PP-FR-TR-TRA	1000 piezas
62.559	TUBO DE 50ML, 115 X 28MM, PP, FIC, TRM, GR	25 piezas
73.641	VASO 1,5ML PARA ANALIZADOR AUTOMÁTICO .-PS-24 X 14-IN	1000 piezas
04.1934.100	S-MONOVETTE SUERO 4,9 ML (90 X 13)	50 piezas
05.1165.100	S-MONOVETTE 3 ML CITRATO	50 piezas
06.1690.100	S-SEDIVETTE® 3.5ML VSG	50 piezas
41.1378.005	MICROTUBO DE 1.1ML SUERO GEL	100 piezas
41.1350.105	MICROTUBO DE CITRATO 1.3 ML	100 tubos
72.706.200	MICROTUBO DE 1.5ML, PP, BIOSPHERE® PLUS	250 piezas

MICROBIOLOGÍA



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
231552-1	TAXO A BACITRACINA 0.04	1 cartucho
231554-1	TAXO P OPTOQUINA	1 cartucho
211662	AGAR MAC CONKEY (PPM)	10 placas
211669	AGAR MUELLER HINTON 100 (PPM)	10 placas
211748	AGAR GELOSA CHOCOLATE (PPM)	10 placas
212126	AGAR EOSINA Y AZUL DE METILENO (PPM)	10 placas
214650	AGAR SAL Y MANITOL (PPM)	10 placas
220150	AGAR SANGRE (AGAR SOYA TRIPTICASEÍNA CON 5% DE SANGRE) (PPM)	10 placas
252563	AGAR BIGGY (PPM)	10 placas
252631	CHROMAGAR ORIENTADOR GRAM (+) Y GRAM (-)	10 placas



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
7034	AGAR DEXTROSA SABOURAUD	10 placas
7164	AGAR SALMONELLA SHIGELLA	10 placas
7514	AGAR THAYER MARTIN	10 placas
7584	AGAR CLED	10 placas
7674	AGAR SANGRE/ AGAR MAC CONKEY	10 placas
7834	AGAR CASMAN CON SANGRE DE CARNERO	10 placas
8214	AGAR SANGRE/ MAC CONKEY/ BIGGY	10 placas
8224	AGAR SANGRE/AGAR SAL Y MANITOL/AGAR MAC	10 placas
7004	AGAR BIGGY	10 placas
7054	AGAR EOSINA AZUL DE METILENO	10 placas
7284	AGAR GELOSA CHOCOLATE	10 placas
7114	AGAR MAC CONKEY	10 placas
7134	AGAR MUELLER HINTON	10 placas
7154	AGAR SAL Y MANITOL	10 placas
7504	AGAR SANGRE (AST)	10 placas



AGAR CLED
7584



REACTIVOS QUÍMICOS



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENT.
6544	AGUA BIDESTILADA	19 L
6542	AGUA DESTILADA LIBRE DE CO ₂	19 L
6541	AGUA TRIDESTILADA	19 L
1822	ALCOHOL ETÍLICO	1 L
1317	BUFFER DE FOSFATO PH 6.4 WRIGHT	1 L
5342-5	DETERGENTE LÍQUIDO HYCLIN PLUS NEUTRO	5 L
5375	DEXTROSOL (75G/250 ML)	250 ml
537	DEXTROSOL (100G/250ML)	250 ml

CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENT.
5370	DEXTROSOL (50G/250 ML)	250 ml
541	GRAM EQUIPO DE COLORANTES	125 ml
548	HEMOCOLORANTE RÁPIDO	3x100 ml
7379	STERNHEIMER-MALBIN COLORANTE PARA SEDIMENTO URINARIO	100 ml
840	WRIGHT COLORANTE	1 L
2688	YODO LUGOL CONCENTRADO PARA COPROPARÁSITOS	1 L
3173	ZINC SULFATO 33.3% PARA FLOTACIÓN HECEs	1 L



CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
3734.03	3 DIFF TRI CONTROL B-N-A	Pack 3 x 2.5 ml
9006-03	ACETONA RA ACS	4 L
6180-20	AGUA TRIDESTILADA RA	19 L
9000-03	ALCOHOL ETÍLICO ABSOLUTO	4 L
9401-02	ALCOHOL ETÍLICO ANH. RA ACS 1 L	1 L
9014-02	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO	1 L
9180-02	CLOROFORMO RA ACS	1L
6169-01	FENOL CRIST. RA ACS 500 g	500 g
2106-03	FORMALDEHIDO SOL. 37% RA ACS	4 L
B5947-01	HIDROXIDO DE SODIO (LENTEJAS)	500 g
9070-02	METANOL RA ACS	1 L
9490-03	XILENO RA ACS	4 L



HEMOCOLORANTE RÁPIDO

548



GUANTE BAJO EN POLVO
100101013




PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
100000012	GUANTE BAJO EN POLVO ESTÉRIL CH	100 piezas
100000013	GUANTE BAJO EN POLVO ESTÉRIL MED.	100 piezas
100101012	GUANTE BAJO EN POLVO ESTÉRIL CONFORT CH	100 piezas
100101013	GUANTE BAJO EN POLVO NO ESTÉRIL CONFORT MED	100 piezas
100101014	GUANTE BAJO EN POLVO NO ESTÉRIL CONFORT GDE	100 piezas
100000013	GUANTE BAJO EN POLVO ESTÉRIL MED	100 piezas
100105112	GUANTE LIBRE EN POLVO ESTÉRIL VINYL CH	100 piezas
100105113	GUANTE LIBRE EN POLVO VINYL MED	100 piezas
100106032-1	GUANTE DE NITRIL CH NO ESTÉRIL	100 piezas
100106032-2	GUANTE DE NITRIL MED NO ESTÉRIL	100 piezas
100106032-3	GUANTE DE NITRIL GDE NO ESTÉRIL	100 piezas
990019-3	CUBRE BOCA BLANCO 3 PLIEGUES 300104020	50 piezas

CONSUMIBLES

CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENT.	MARCA
121	ABATELENGUAS DE MADERA NO ESTÉRIL	500	RUIZ SANCHEZ
122	ABATELENGUAS DE MADERA ESTÉRIL	100 piezas	RUIZ SANCHEZ
123	ABATELENGUAS DE MADERA ESTÉRIL	500 piezas	RUIZ SANCHEZ
140	APLICADOR DE MADERA SIN ALGODÓN	750 piezas	RUIZ SANCHEZ
141	APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN NO ESTÉRIL	100 piezas	RUIZ SANCHEZ
142	APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN ESTÉRIL	100 piezas	RUIZ SANCHEZ
99047	APLICADOR DE PLÁSTICO CON 3 PIEZAS (805020)	100 piezas	PROTEC
132	APLICADOR DE PLÁSTICO CON ALGODÓN ESTÉRIL	100 piezas	RUIZ SANCHEZ
130	APLICADOR DE PLÁSTICO SIN ALGODÓN	750 piezas	RUIZ SANCHEZ
150	ASA DE NICROMO CALIBRADA 1/100 NEGRA 5 mm	10 piezas	RUIZ SANCHEZ
151	ASA DE NICROMO CALIBRADA 1/1000 ROJA	10 piezas	RUIZ SANCHEZ
1	BANDITAS ADHESIVAS REDONDAS	100 piezas	PATCHES
3	BANDITAS INFANTILES REDONDAS	100 piezas	PATCHES
32024	BATA CON MANGA ELÁSTICA (32024)	10 piezas	SMS
99018	BATA PARA PACIENTE SIN MANGA (32022)	10 piezas	SMS
99015	BOLSA RECOLECTORA ORINA PARA NIÑO V-606ME	10 piezas	CONSUMIBLE
99016	BOLSA RECOLECTORA ORINA PARA NIÑA V-606FE	10 piezas	CONSUMIBLE
LAM-20-200	BOLSA AMARILLA PARA RPBI 20x30	100 piezas	A1
LRO-61-200	BOLSA ROJA PARA RPBI 60x80	100 piezas	A1
LRO-30-200	BOLSA ROJA PARA RPBI 30x40	100 piezas	A1
LRO-50-200	BOLSA ROJA PARA RPBI 46x50	100 piezas	A1
LRO-55-200	BOLSA ROJA PARA RPBI 55x60	100 piezas	A1
LRO-90-200	BOLSA ROJA PARA RPBI 70x90	100 piezas	A1
SY60X15	CAJA PETRI 60x15 SIN DIVISIÓN / ESTÉRIL	400 piezas	SYM
SYD100X15	CAJA PETRI 100x15 CON UNA DIVISIÓN	180 piezas	SYM
SYC100X15	CAJA PETRI 100x15 CON TRES DIVISIONES	180 piezas	SYM
SY100X15	CAJA PETRI 100x15 SIN DIVISIÓN / ESTÉRIL	180 piezas	SYM
7301-1	CÁMARA DE NEUBAUER O HEMATOCITÓMETRO	1 pieza	CIVEQ
99014	CEPILLO CERVICAL ESTÉRIL DESECHABLE	100 piezas	CONSUMIBLE
999019	CUBRE BOCA AZUL (32035)	100 piezas	SMS
JYR-1099BVB	CUBRE BOCA DESECHABLE DE TRES CAPAS	150 piezas	JYRSA
VE-C18	CUBREOBJETOS 18x18MM	100 piezas	VELAB
VE-C2450	CUBREOBJETOS 24x50MM	100 piezas	VELAB
30-2865-22X22	CUBREOBJETOS 22x22MM	100 piezas	CORNING-PYREX
2582	ESCOBILLÓN 01 12x75 ESCOB01132	1 pieza	CONSUMIBLE
2582-E	ESCOBILLÓN 13x100 ESCOB01135	1 pieza	CONSUMIBLE
ESCOB01148	ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE 2582B	1 pieza	NACIONAL
ESCOB01164	ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE 33.5	1 pieza	NACIONAL
ESCOB01184	ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE 2582H	1 pieza	NACIONAL
ESCOB01106	ESCOBILLÓN PARA PIPETA GRADUADA 2579A	1 pieza	NACIONAL
ESCOB01122	ESCOBILLÓN PARA PIPETA VOLUMÉTRICA 2578A	1 pieza	NACIONAL
ESCOB01354	ESCOBILLÓN PARA GARRAFÓN 10 cm 25900B	1 pieza	NACIONAL
202	ESPÁTULA DE AYRE DE PLÁSTICO ESTÉRIL	100 piezas	RUIZ SANCHEZ
212	ESPÁTULA DE AYRE MADERA MODIFICADA ESTÉRIL	100 piezas	RUIZ SANCHEZ
99008	ESPEJO VAGINAL CHICO SYM -9	1 pieza	SYM
999032	ESPEJO VAGINAL MEDIANO SYM -7	1 pieza	SYM




**ASA DE NICROMO
CALIBRADA**

150



**BANDITAS ADHESIVAS
REDONDAS**

1



**ESCOBILLÓN PARA
PIPETA VOLUMÉTRICA**

ESCOB01122


CONSUMIBLES

CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENT.	MARCA
80020	FIJA CELL PARA PAPANICOLAO 220 mL	1 pieza	MADESA
99036	GASA 10x10 ESTÉRIL	100 piezas	PROTEC
99013	GASA ESPONJA 12 CAPAS 7.5x5 NO ESTÉRIL	200 piezas	PROTEC
99010	GASA 10x10 NO ESTÉRIL 20x12 8 CAP (P9)	200 piezas	DIBAR
44	GEL PARA ULTRASONIDO	3.8 Litros	ALTAMIRANO FARM
99951	GRADILLA HULE ESPUMA VERDE 16x16x4 P/100	1 pieza	AZUL
99895	GRADILLA METÁLICA AZUL PARA 90 TUBOS	1 pieza	AZUL
99110	GRADILLA METÁLICA PARA 72 TUBOS	1 pieza	AZUL
SMS-U-100	LANCETA UNIVERSAL SMS (REDONDA)	100 piezas	TEYCO
270	LÁPIZ CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO	1 pieza	RUIZ SANCHEZ
MASKS-KN95	MASCARILLA DESECHABLE KN95	10 piezas	NACIONAL
MASKS-KN95N	MASCARILLA DESECHABLE KN95 NEGRA	1 pieza	NACIONAL
PD1010	MICROTUBOS PARA CENTRÍFUGA 1.5 mL	500 piezas	CRM GLOBE
CVQ2051	PAPEL INDICADOR DE PH 0-14	1 pieza	CIVEQ
PM-992	PAPEL PARAFILM (2 PLI X 250 PIES)(5X76M)	1 pieza	PARAFILM
CVQ500	PAPEL SEDA LIMPIA LENTES BLOCK 10x15cm	100 piezas	SCIENCE MED
C46045-250	PICETA 250 mL	1 pieza	CRM GLOBE
04620-125	PLACA DE MAZZINI VIDRIO CON 12 CAVIDADES	1 pieza	IMPORTACION
1109	PLACA DE VIDRIO DE 6 ÓVALOS	10 piezas	LAFON
99045	PIPETA PARA GLÓBULOS BLANCOS 1244-B	1 pieza	CIVEQ
1244A	PIPETA PARA GLÓBULOS ROJOS	1 pieza	CIVEQ
2947N-25X75	PORTAOBJETOS 25x75MM BORDE DIAMANTADO	50 piezas	CORNING-PYREX
D100004	PORTAOBJETOS ESMERILADOS 76x26MM	50 piezas	DELATALAB
PC-1N	RECOLECTOR PARA PUNZO CORTANTES 1.0 L	1 pieza	A1
PC-1	RECOLECTOR PARA PUNZO CORTANTES 1.7 L	1 pieza	A1
PC-3	RECOLECTOR PARA PUNZO CORTANTES 3 L ROJO	1 pieza	A1
PC-8	RECOLECTOR PARA PUNZO CORTANTES 7.5 A 9.4 L	1 pieza	A1
PL-3	RECOLECTOR PARA LÍQUIDOS 3 L ROJO	1 pieza	A1
PL 12	RECOLECTOR PARA LÍQUIDOS 12 L ROJO	1 pieza	A1
99019	SÁBANA DESECHABLE (32010)	10 piezas	SMS
TAC100	TOALLA ALCOHOLADA AL 70%	100 piezas	DL
P66	TORUNDAS DE ALGODÓN	500 g	DIBAR
99004	TORUNDAS DE ALGODÓN	500 g	PROTEC
MVQ019	TRAJE PARA CIRUJANO COMPLETO / NO ESTÉRIL	1 Kit	NACIONAL
PY7980A-200	TUBO CAPILAR CON HEPARINA ROJO	200 piezas	CORNING-PYREX
PY7980-200	TUBO CAPILAR SIN HEPARINA AZUL	200 piezas	CORNING-PYREX
01-901275	TUBO DE ENSAYE 12x75 VIDRIO BOROSILICATO	250 piezas	KIMBLE
PD1001N	TUBO DE 50ML PARA CENTRÍFUGA 115x30 mm	50 piezas	CRM GLOBE
PD1003N	TUBOS DE CENTRÍFUGA 15 mL	50 piezas	CRM GLOBE
46749	TUBO DE WINTROBE/HEMATOCRITO	1 pieza	KIMAX
99032	VASO COPRO	1 pieza	SYM
999013	VASO UROANÁLISIS ESTÉRIL ROJO 100 mL	1 pieza	SYM
H1015S-1	VASO PARA ORINA ESTÉRIL ROJO 120 mL	1 pieza	CRM GLOBE



FIJA CELL PARA PAPANICOLAO

80020



ESPEJO VAGINAL

99008



RECOLECTOR PARA PUNZOCORTANTES

PC-1N



Una solución completa para laboratorios modernos

2020Lab es un Sistema de Información de Laboratorio Integral (SILI) que le permite organizar y automatizar todos los procesos dentro de su laboratorio, desde el registro de pacientes, control de las tareas del laboratorio e instrumentos; hasta la obtención de resultados, estadísticas y cuadro de mandos.

El sistema **2020Lab** está diseñado para laboratorios clínicos y veterinarios, hospitales y centros universitarios.

☎ 56-1727-1185

📞 55-8650-9421

✉ ventas@2020mas.com

El futuro de su laboratorio en la palma de sus manos.

Pregunte por las promociones y descuentos del mes

BENEFICIOS



ADAPTACIÓN Y FLEXIBILIDAD

Permite configurar todos los catálogos a su medida.

- ✓ Catálogo de estudios con precios.
- ✓ Multisucursal.
- ✓ Plataforma web en tiempo real.
- ✓ Entrega de resultados vía WhatsApp y/o correo electrónico.



GESTIÓN DE LABORATORIO

Permite gestionar cada área del laboratorio.

- ✓ Fácil de interfazar con equipos de laboratorio.
- ✓ Impresión de recibos.
- ✓ Etiquetas con código de barras.
- ✓ Soporte técnico.
- ✓ Informes exportables a Excel.



SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD

Permite controlar el flujo de trabajo.

- ✓ Usuarios ilimitados con distintos niveles de permisos.
- ✓ Bitácora de actividades con detalle de los movimientos.
- ✓ Distribución de tareas en el área de procesos.

PLAN 250

675.00 MXN

MENSUALES

- ✓ Hasta 250 folios mensuales
- ✓ Costo folio adicional \$ 2.00 MXN

PLAN 500

\$995.00 MXN

MENSUALES

- ✓ Hasta 500 folios mensuales
- ✓ Costo folio adicional \$ 1.50 MXN

PLAN 750

\$1,250.00 MXN

MENSUALES

- ✓ Hasta 750 folios mensuales
- ✓ Costo folio adicional \$ 1.25 MXN

PLAN 1000

\$1,860.00 MXN

MENSUALES

- ✓ Hasta 1000 folios mensuales
- ✓ Costo folio adicional \$ 1.00 MXN

Consulta con tu asesor planes personalizados de acuerdo a tus necesidades.

Los precios no incluyen I.V.A.

Puesta en marcha en todos los planes \$ 12,500.00 MXN + IVA (Incluye: Interfaz de un equipo. personalización de hoja membretada, catálogo de estudios con precios y capacitación) (No incluyen viáticos)

Costo por interfaz en todos los planes: \$ 7,900 MXN + IVA



¡Consulta nuestras promociones mensuales!



Azul Diagnostic SA de CV



@azuldiagnostic



Azul Diagnostic

- REACTIVOS
- CONSUMIBLES PARA LABORATORIO CLÍNICO
- EQUIPOS AUTOMATIZADOS Y SEMIAUTOMATIZADOS

